

nopa[®] instruments

Medizintechnik GmbH

Container E-System



nopa[®] instruments
















Medizintechnik GmbH • Weilatten 7-9 • 78532 Tuttlingen • Germany

Telefon 07462/9490-0 • Telefax 07462/9490-90 • e-mail: info@nopa.de • www.nopa-instruments.com

Notizen:

STERILISATION - STERILIZATION - ESTERILIZACION - STERILISATION - STERILIZZAZIONE

Eignung unserer Sterilisierbehälter für verschiedene Dampfsterilisationsverfahren¹⁾ nach DIN 58953 Teil 9 (Ausgabe Mai 1987)

Sterilisier- behälter	Art der Verpackung		Dampfsterilisationsverfahren nach DIN 58946 Teil 1				
	Beschreibung	Symbolische Darstellung und Packlage	Gravitationsverfahren	Vorvacuumverfahren	Fraktioniertes Vacuumverfahren	Fraktioniertes Strömungsverfahren	Dampf-injektionsverfahren
mit Filter (StB-F)	Textilien in Sterilisierbehälter mit Filter in Deckel und Boden nach DIN 58952 Teil 1		+	+	+	+	+
			o	o	+	+	+
	Textilien in Sterilisierbehälter mit Filter im Deckel, Boden nicht perforiert nach DIN 58952 Teil 1		-	-	+	+	+
			-	-	+	+	o
	Textilien in Sterilisierbehälter mit Filter im Boden, Deckel nicht perforiert nach DIN 58952 Teil 1		o	+	+	+	+
			-	o	+	+	+
	Instrumente auf Sterilisiersieb-schale nach DIN 58952 Teil 3 in Sterilisier-behälter mit Filter in Deckel und Boden nach DIN 58952 Teil 1		+ ³⁾	+	+	+	+
	Instrumente auf Sterilisiersieb-schale nach DIN 58952 Teil 3 in Sterilisier-behälter mit Filter im Deckel, Boden nicht perforiert nach DIN 58952 Teil 1		-	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾
	Instrumente auf Sterilisiersieb-schale nach DIN 58952 Teil 3 in Sterilisierbehälter mit Filter im Boden nach DIN 58952 Teil 1		o	+	+	+	+
	mit Ventilen (StB-V)	Textilien in Sterilisierbehälter mit Ventilen in Deckel und Boden nach DIN 58952 Teil 1		-	o	+	+
			-	-	+	+	o
Textilien in Sterilisierbehälter mit Ventil im Deckel, kein Ventil am Boden			-	-	+	+	-
			-	-	+	+	-
Instrumente auf Sterilisiersieb-schale in Sterilisierbehälter mit Ventil in Deckel und Boden			-	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾
Instrumente auf Sterilisiersieb-schale in Sterilisierbehälter mit Ventil im Deckel, Boden nicht perforiert			-	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾






Zeichenerklärung: + anwendbar - nicht anwendbar o bedingt anwendbar

¹⁾ Um Beladungs- und/oder Anwendungsfehler zu vermeiden werden in Tabelle 1 Hinweise für die richtige oder falsche Kombination von Sterilisierbehältern mit genormten Dampfsterilisationsverfahren gegeben.
²⁾ Geeignet sind nur solche Sterilisierbehälter bei denen die Verdampfung oder Ableitung des Kondensats sichergestellt ist. Siehe auch Abschnitt 6.1.
³⁾ Beim Gravitationsverfahren ohne Trocknungseinrichtung ist eine ausreichende Nachtrocknung nicht gegeben.



Suitability of our sterile containers for steam sterilization procedures¹⁾ as per DIN 58953 part 9 (issue Mai 1987)

Sterilization container	Packing		Steam sterilization procedure acc. to DIN 58946, part I				
	Description	Symbolic representation and packing system	Gravitation procedure	Pre-vacuum procedures	Fractional vacuum procedure	Fractional flow procedure	Steam injection procedure
with filters (StB-F)	Textiles in sterilization container with filter in lid and bottom acc. to DIN 58952 part I		+	+	+	+	+
			○	○	+	+	+
	Textiles in sterilization container with filter in lid, bottom not perforated acc. to DIN 58952 part I		-	-	+	+	+
			-	-	+	+	○
	Textiles in sterilization container with filter in bottom, lid not perforated acc. to DIN 58952 part I		○	+	+	+	+
			-	○	+	+	+
	Instruments in wire basket acc. to DIN 58952 part III, in sterilization container with filter in lid and bottom acc. to DIN 58952 part I		+ ³⁾	+	+	+	+
	Instruments in wire basket acc. to DIN 58952 part III, in sterilization container with filter in lid, bottom not perforated acc. to DIN 58952 part I		-	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾
	Instruments in wire basket acc. to DIN 58952 part III, in sterilization container with filter in bottom acc. to DIN 58952 part I		○	+	+	+	+
	with valves (StB-V)	Textiles in sterilization container with valves in lid and bottom acc. to DIN 58952 part I		-	○	+	+
			-	-	+	+	○
Textiles in sterilization container with valves in lid no valves on the bottom			-	-	+	+	-
			-	-	+	+	-
Instruments in wire basket in sterilization container with valve in lid and bottom			-	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾
Instruments in wire basket in sterilization container with valve in lid and bottom not perforated			-	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾
Explanation of symbols: + applicable - not applicable ○ limited application							
¹⁾ In order to avoid mistakes with regards to service, operation and/or when loading the sterilizer, please refer to table 1 for correct or wrong combination of sterilization containers for standardized steam sterilization procedures. ²⁾ Suitable are only sterilization containers guaranteeing evaporation or discharge of condensate. ³⁾ Gravitation procedures having no drying device do not guarantee a sufficient after-drying effect.							

Erklärung zu unseren Symbolen / Explanation about our symbols	
Wanne / Bottom	 <p>Wanne nicht gelocht Bottom not perforated</p>
	 <p>Wanne gelocht Bottom perforated</p>
Deckel / Lid	 <p>Deckel gelocht Lid perforated</p>
	 <p>Sicherheitsdeckel Safety lid</p>
	 <p>Deckel nicht gelocht Lid not perforated</p>







**Container
E-System**



1/1 container









Nur Deckel farbig
Lid Colored only
Solamente tapas en diferentes colores
Couvercle colore, seul
Solo coperchio colorato

L (mm)	B (mm)	H (mm)						
580	280	100	KYE 200/51	KYE 200/52	KYE 200/53	KYE 200/54	KYE 200/55	KYE 200/56
580	280	135	KYE 200/61	KYE 200/62	KYE 200/63	KYE 200/64	KYE 200/65	KYE 200/66
580	280	150	KYE 200/71	KYE 200/72	KYE 200/73	KYE 200/74	KYE 200/75	KYE 200/76
580	280	200	KYE 200/81	KYE 200/82	KYE 200/83	KYE 200/84	KYE 200/85	KYE 200/86
580	280	260	KYE 200/91	KYE 200/92	KYE 200/93	KYE 200/94	KYE 200/95	KYE 200/96



Nur Deckel farbig
Lid Colored only
Solamente tapas en diferentes colores
Couvercle colore, seul
Solo coperchio colorato

L (mm)	B (mm)	H (mm)						
580	280	100	KYE 204/51	KYE 204/52	KYE 204/53	KYE 204/54	KYE 204/55	KYE 204/56
580	280	135	KYE 204/61	KYE 204/62	KYE 204/63	KYE 204/64	KYE 204/65	KYE 204/66
580	280	150	KYE 204/71	KYE 204/72	KYE 204/73	KYE 204/74	KYE 204/75	KYE 204/76
580	280	200	KYE 204/81	KYE 204/82	KYE 204/83	KYE 204/84	KYE 204/85	KYE 204/86
580	280	260	KYE 204/91	KYE 204/92	KYE 204/93	KYE 204/94	KYE 204/95	KYE 204/96






L (mm) B (mm) H (mm)

580	280	100	KYE 285/10
580	280	135	KYE 285/13
580	280	150	KYE 285/15
580	280	200	KYE 285/20
580	280	260	KYE 285/26

L (mm) B (mm) H (mm)

580	280	100	KYE 287/10
580	280	135	KYE 287/13
580	280	150	KYE 287/15
580	280	200	KYE 287/20
580	280	260	KYE 287/26



L (mm) B (mm)						
580 280	KYE 280/51	KYE 280/52	KYE 280/53	KYE 280/54	KYE 280/55	KYE 280/56



L (mm) B (mm)						
580 280	KYE 281/51	KYE 281/52	KYE 281/53	KYE 281/54	KYE 281/55	KYE 281/56



L (mm) B (mm)						
580 280	KYE 289/51	KYE 289/52	KYE 289/53	KYE 289/54	KYE 289/55	KYE 289/56



L (mm) B (mm) H (mm)

485	255	30	KYE 300/03
485	255	50	KYE 300/05
485	255	70	KYE 300/07
485	255	100	KYE 300/10
540	255	30	KYE 301/03
540	255	50	KYE 301/05
540	255	70	KYE 301/07
540	255	100	KYE 301/10



L (mm) B(mm)

545	255	KYE 305/01
-----	-----	------------



L (mm) B(mm) H (mm)

545	255	30	KYE 305/02
-----	-----	----	------------



L (mm) B(mm) H (mm)

510	250	130	KYE 305/20
-----	-----	-----	------------



L (mm) B(mm) H (mm)

510	250	130	KYE 305/21
-----	-----	-----	------------

**Container
E-System**



3/4 container



Nur Deckel farbig
Lid Colored only
Solamente tapas en diferentes colores
Couvercle colore, seul
Solo coperchio colorato

L (mm) B (mm) H (mm)



465	280	100	KYE 202/01	KYE 202/02	KYE 202/03	KYE 202/04	KYE 202/05	KYE 202/06
465	280	135	KYE 202/11	KYE 202/12	KYE 202/13	KYE 202/14	KYE 202/15	KYE 202/16
465	280	150	KYE 202/21	KYE 202/22	KYE 202/23	KYE 202/24	KYE 202/25	KYE 202/26



Nur Deckel farbig
Lid Colored only
Solamente tapas en diferentes colores
Couvercle colore, seul
Solo coperchio colorato

L (mm) B (mm) H (mm)



465	280	100	KYE 205/01	KYE 205/02	KYE 205/03	KYE 205/04	KYE 205/05	KYE 205/06
465	280	135	KYE 205/11	KYE 205/12	KYE 205/13	KYE 205/14	KYE 205/15	KYE 205/16
465	280	150	KYE 205/21	KYE 205/22	KYE 205/23	KYE 205/24	KYE 205/25	KYE 205/26



L (mm) B (mm) H (mm)

465	280	100	KYE 282/10
465	280	135	KYE 282/13
465	280	150	KYE 282/15


L (mm) B (mm) H (mm)

465	280	100	KYE 283/10
465	280	135	KYE 283/13
465	280	150	KYE 283/15



L (mm) B (mm)

465 280



KYE 280/61



KYE 280/62



KYE 280/63



KYE 280/64



KYE 280/65



KYE 280/66



L (mm) B (mm)

465 280



KYE 281/61



KYE 281/62



KYE 281/63



KYE 281/64



KYE 281/65



KYE 281/66



L (mm) B (mm)

465 280



KYE 289/61



KYE 289/62



KYE 289/63



KYE 289/64



KYE 289/65



KYE 289/66



L (mm) B (mm) H (mm)

405	255	30	KYE 303/03
405	255	50	KYE 303/05
405	255	70	KYE 303/07
405	255	100	KYE 303/10



L (mm) B(mm)

405	255	KYE 305/03
-----	-----	------------



L (mm) B(mm) H (mm)

405	255	30	KYE 305/04
-----	-----	----	------------



L (mm) B(mm) H (mm)

405	250	130	KYE 305/22
-----	-----	-----	------------



L (mm) B(mm) H (mm)

405	250	130	KYE 305/23
-----	-----	-----	------------







Container E-System



1/2 container









Nur Deckel farbig
Lid Colored only
Solamente tapas en diferentes colores
Couvercle colore, seul
Solo coperchio colorato

L (mm)	B (mm)	H (mm)						
285	280	100	KYE 200/01	KYE 200/02	KYE 200/03	KYE 200/04	KYE 200/05	KYE 200/06
285	280	135	KYE 200/11	KYE 200/12	KYE 200/13	KYE 200/14	KYE 200/15	KYE 200/16
285	280	150	KYE 200/21	KYE 200/22	KYE 200/23	KYE 200/24	KYE 200/25	KYE 200/26
285	280	200	KYE 200/31	KYE 200/32	KYE 200/33	KYE 200/34	KYE 200/35	KYE 200/36
285	280	260	KYE 200/41	KYE 200/42	KYE 200/43	KYE 200/44	KYE 200/45	KYE 200/46



Nur Deckel farbig
Lid Colored only
Solamente tapas en diferentes colores
Couvercle colore, seul
Solo coperchio colorato

L (mm)	B (mm)	H (mm)						
285	280	100	KYE 204/01	KYE 204/02	KYE 204/03	KYE 204/04	KYE 204/05	KYE 204/06
285	280	135	KYE 204/11	KYE 204/12	KYE 204/13	KYE 204/14	KYE 204/15	KYE 204/16
285	280	150	KYE 204/21	KYE 204/22	KYE 204/23	KYE 204/24	KYE 204/25	KYE 204/26
285	280	200	KYE 204/31	KYE 204/32	KYE 204/33	KYE 204/34	KYE 204/35	KYE 204/36
285	280	260	KYE 204/41	KYE 204/42	KYE 204/43	KYE 204/44	KYE 204/45	KYE 204/46



L (mm) B (mm) H (mm)

285	280	100	KYE 284/10
285	280	135	KYE 284/13
285	280	150	KYE 284/15
285	280	200	KYE 284/20
285	280	260	KYE 284/26


L (mm) B (mm) H (mm)

285	280	100	KYE 286/10
285	280	135	KYE 286/13
285	280	150	KYE 286/15
285	280	200	KYE 286/20
285	280	260	KYE 286/26



L (mm) B (mm)

285 280



KYE 280/01



KYE 280/02



KYE 280/03



KYE 280/04



KYE 280/05



KYE 280/06



L (mm) B (mm)

285 280



KYE 281/01



KYE 281/02



KYE 281/03



KYE 281/04



KYE 281/05



KYE 281/06



L (mm) B (mm)

285 280



KYE 289/01



KYE 289/02



KYE 289/03



KYE 289/04



KYE 289/05




KYE 289/06



L (mm) B (mm) H (mm)

255	245	30	KYE 302/03
255	245	50	KYE 302/05
255	245	70	KYE 302/07
255	245	100	KYE 302/10



L (mm) B(mm)

255	255	KYE 305/05
-----	-----	------------



L (mm) B(mm) H (mm)

255	255	30	KYE 305/06
-----	-----	----	------------



L (mm) B(mm) H (mm)

255	245	130	KYE 305/24
-----	-----	-----	------------

Container E-System



Flach Container
Flat Container



STERILISATION - STERILIZATION - ESTERILIZACION - STERILISATION - STERILIZZAZIONE

nopa instruments



FLACH CONTAINER FLAT CONTAINER



Nur Deckel farbig
Lid Colored only
Solamente tapas en diferentes colores
Couvercle colore, seul
Solo coperchio colorato

L (mm)	B (mm)	H (mm)						
285	280	55	KYE 190/01	KYE 190/02	KYE 190/03	KYE 190/04	KYE 190/05	KYE 190/06
285	280	85	KYE 195/01	KYE 195/02	KYE 195/03	KYE 195/04	KYE 195/05	KYE 195/06



Nur Deckel farbig
Lid Colored only
Solamente tapas en diferentes colores
Couvercle colore, seul
Solo coperchio colorato

L (mm)	B(mm)	H (mm)						
285	280	55	KYE 196/01	KYE 196/02	KYE 196/03	KYE 196/04	KYE 196/05	KYE 196/06
285	280	85	KYE 198/01	KYE 198/02	KYE 198/03	KYE 198/04	KYE 198/05	KYE 198/06

FLACH CONTAINER FLAT CONTAINER



L (mm)	B(mm)	H (mm)	
285	280	55	KYE 284/05
285	280	85	KYE 284/08



L (mm)	B (mm)	H (mm)	
285	280	55	KYE 286/05
285	280	85	KYE 286/08



L (mm)	B (mm)						
285	280	KYE 280/11	KYE 280/12	KYE 280/13	KYE 280/14	KYE 280/15	KYE 280/16




L (mm)	B (mm)						
285	280	KYE 289/11	KYE 289/12	KYE 289/13	KYE 289/14	KYE 289/15	KYE 289/16



L (mm) B (mm) H (mm)

255	245	30	KYE 302/03
255	245	50	KYE 302/05



L (mm) B(mm)


255	255	KYE 305/05
-----	-----	------------




L (mm) B(mm) H (mm)

255	255	30	KYE 305/06
-----	-----	----	------------

Container E-System









Klein Set Container
Small Set Container



KLEIN SET CONTAINER SMALL SET CONTAINER









Nur Deckel farbig
Lid Colored only
Solamente tapas en diferentes colores
Couvercle colore, seul
Solo coperchio colorato

L (mm)	B (mm)	H (mm)						
300	140	40	KYE 350/01	KYE 350/02	KYE 350/03	KYE 350/04	KYE 350/05	KYE 350/06
300	140	70	KYE 351/01	KYE 351/02	KYE 351/03	KYE 351/04	KYE 351/05	KYE 351/06
300	140	100	KYE 352/01	KYE 352/02	KYE 352/03	KYE 352/04	KYE 352/05	KYE 352/06



Nur Deckel farbig
Lid Colored only
Solamente tapas en diferentes colores
Couvercle colore, seul
Solo coperchio colorato

L (mm)	B (mm)	H (mm)						
300	140	40	KYE 353/01	KYE 353/02	KYE 353/03	KYE 353/04	KYE 353/05	KYE 353/06
300	140	70	KYE 354/01	KYE 354/02	KYE 354/03	KYE 354/04	KYE 354/05	KYE 354/06
300	140	100	KYE 355/01	KYE 355/02	KYE 355/03	KYE 355/04	KYE 355/05	KYE 355/06

KLEIN SET CONTAINER SMALL SET CONTAINER



L (mm) B (mm) H (mm)

300	140	40	KYE 360/04
300	140	70	KYE 360/07
300	140	100	KYE 360/10

L (mm) B (mm) H (mm)

300	140	40	KYE 361/04
300	140	70	KYE 361/07
300	140	100	KYE 361/10




L (mm) B (mm)

300	140	KYE 288/01	KYE 288/02	KYE 288/03	KYE 288/04	KYE 288/05	KYE 288/06
-----	-----	------------	------------	------------	------------	------------	------------



L (mm) B (mm)

300	140	KYE 289/81	KYE 289/82	KYE 289/83	KYE 289/84	KYE 289/85	KYE 289/86
-----	-----	------------	------------	------------	------------	------------	------------



L (mm) B(mm)

270 125

KYE 304/00



L (mm) B(mm) H (mm)

267 125 50

KYE 304/50



L (mm) B(mm)

270 125

KYE 305/08

Container E-System









Dental Container



DENTAL CONTAINER









Nur Deckel farbig
Lid Colored only
Solamente tapas en diferentes colores
Couvercle colore, seul
Solo coperchio colorato

L (mm)	B(mm)	H (mm)						
310	190	40	KYE 370/01	KYE 370/02	KYE 370/03	KYE 370/04	KYE 370/05	KYE 370/06
310	190	65	KYE 371/01	KYE 371/02	KYE 371/03	KYE 371/04	KYE 371/05	KYE 371/06
310	190	130	KYE 372/01	KYE 372/02	KYE 372/03	KYE 372/04	KYE 372/05	KYE 372/06



Nur Deckel farbig
Lid Colored only
Solamente tapas en diferentes colores
Couvercle colore, seul
Solo coperchio colorato

L (mm)	B(mm)	H (mm)						
310	190	40	KYE 373/01	KYE 373/02	KYE 373/03	KYE 373/04	KYE 373/05	KYE 373/06
310	190	65	KYE 374/01	KYE 374/02	KYE 374/03	KYE 374/04	KYE 374/05	KYE 374/06
310	190	130	KYE 375/01	KYE 375/02	KYE 375/03	KYE 375/04	KYE 375/05	KYE 375/06

DENTAL CONTAINER



L (mm) B(mm) H (mm)

310	190	40	KYE 365/04
310	190	65	KYE 365/06
310	190	130	KYE 365/13

L (mm) B(mm) H (mm)

310	190	40	KYE 366/04
310	190	65	KYE 366/06
310	190	130	KYE 366/13



L (mm)	B (mm)						
310	190	KYE 280/71	KYE 280/72	KYE 280/73	KYE 280/74	KYE 280/75	KYE 280/76



L (mm)	B (mm)						
310	190	KYE 289/71	KYE 289/72	KYE 289/73	KYE 289/74	KYE 289/75	KYE 289/76



L (mm) B(mm) H (mm)
274 172 43 KYE 304/51



L (mm) B(mm)
274 172 KYE 305/09

**Container
E-System**




**Verschiedene Größen
Various Sizes**




STERILISATION - STERILIZATION - ESTERILIZACION - STERILISATION - STERILIZZAZIONE

nopa instruments






KYE 400/25




KYE 400/45



Nur Deckel farbig
Lid Colored only
Solamente tapas en diferentes colores
Couvercle colore, seul
Solo coperchio colorato

L (mm)	B (mm)	H (mm)			
250	60	50	KYE 400/25	KYE 400/26	KYE 400/27
450	70	70	KYE 400/45	KYE 400/46	KYE 400/47




Mit Silikonfixierungen
With silicon fixation

L (mm) B (mm) H (mm)

290	80	50	KYE 401/29
460	80	50	KYE 401/46
640	150	77	KYE 401/64







- BÜRSTENSPENDER FÜR 20 BÜRSTEN (OHNE BÜRSTEN)
- BRUSH DISPENSER FOR 20 BRUSHES (WITHOUT BRUSHES)
- DISTRIBUIDOR DE CEPILLOS PARA 20 CEPILLOS (SIN CEPILLOS)
- DISTRIBUTEUR DE BROSSES POUR 20 BROSSES (SANS BROSSES)
- DISTRIBUTORE DI SPAZZOLE PER 20 SPAZZOLE (SENZA SPAZZOLE)



KY 900/00
autoklavierbar
autoclavable
autoclavable
autoclavable
autoclavabile


- ZUBEHÖR
- ACCESSORIES
- ACCESSORIOS
- ACCESSOIRES
- ACCESSORI





FILTER • FILTERS • FILTROS • FILTRES • FILTRI


STANDARD



PAPIER
PAPER
PAPEL
PAPIERS
CARTA

x 100
KYE 306/00


STANDARD



TEXTIL
TEXTILE
TEJIDO
TEXTILE
TESSILI

x 1
KYE 308/00

DENTAL



PAPIER
PAPER
PAPEL
PAPIERS
CARTA

x 100
KYE 307/00


DENTAL



TEXTIL
TEXTILE
TEJIDO
TEXTILE
TESSILI

x 1
KYE 309/00

KLEIN/SMALL



PAPIER
PAPER
PAPEL
PAPIERS
CARTA

x 100
KYE 310/00

KLEIN/SMALL



TEXTIL
TEXTILE
TEJIDO
TEXTILE
TESSILI

x 1
KYE 312/00




KYE 313/00



KYE 314/00

STANDARD



x 100
KYE 315/00

KLEIN/SMALL



x 100
KYE 316/00




x 100
KYE 318/00




KYE 320/01 KYE 320/02 KYE 320/03 KYE 320/04 KYE 320/05 KYE 320/06



KYE 321/01 KYE 321/02 KYE 321/03 KYE 321/04 KYE 321/05 KYE 321/06




KYE 322/00




für Instrumente
for instruments
para instrumentos
pour instruments
per strumenti

KYE 324/01



KYE 324/02



460 x 20 mm
KYE 325/01



225 x 20 mm
KYE 325/02



130 x 20 mm
KYE 325/03



50 x 20 mm
KYE 325/04



Größe / Size

110mm	KYE 326/11
170mm	KYE 326/17
230mm	KYE 326/23
470mm	KYE 326/47



KYE 328/01



Größe / Size

Ø 7 - 12mm	KYE 329/10
Ø 12 - 16mm	KYE 329/11
Ø 16 - 26mm	KYE 329/12
Ø 26 - 36mm	KYE 329/13
Ø 36 - 45mm	KYE 329/14



L (mm) B (mm)

115	30	KYE 330/01
-----	----	------------




L (mm) B (mm)

230	30	KYE 330/02
-----	----	------------



L (cm) B (cm)

60	40	KYE 800/01
85	85	KYE 800/02
100	140	KYE 800/03
275	125	KYE 800/04
245	245	KYE 800/05



L (mm) B (mm)

275	125	KYE 810/01
225	225	KYE 810/02
300	300	KYE 810/03